


Statyw SRB do mieszadeł mechanicznych



Statyw SRB do mieszadeł mechanicznych, w tym do mieszadła MM-1000 firmy Biosan.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Dł. pręta | Wym. podstawy |
|---|---------|---------------------------------------|-----------|---------------|
|  | K-7829 | Statyw SRB do mieszadeł mechanicznych | 840 mm | 285 x 375 mm |

Opis

Statyw SRB firmy Biosan przeznaczony jest do mieszadeł mechanicznych. Jego podstawa ma wymiary 285 x 375 mm. Wysokość statywu wynosi 840 mm.

Zaprojektowany do pracy z mieszadłem mechanicznym [MM-1000](#). Pozwala na wygodne, stabilne i bezpieczne zamocowanie urządzenia. Na płycie statywu ustawić można zlewkę z mieszanym medium.

Statyw jest kompatybilny z łącznikiem krzyżowym [B-8271](#).