




## Taca z PVC na pipety

**Kartell**

Taca na pipety zaprojektowana do przechowywania około 30 pipet.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Liczba przegród	Szer. x dł.	Wysokość
	M-5020	Taca na pipety	PVC	4 przegrrody	426 x 300 mm	30 mm

### Opis

Taca z PVC na pipety włoskiej firmy Kartell. Posiada 4 przegrrody, w celu oddzielenia pipet o pojemności 1, 2, 5 i 10 ml. Mieści ok. 30 szt. pipet.