




Woreczki na próbki RollBag[®]

interscience

Sterylnie, elastyczne i przejrzyste woreczki z tworzywa sztucznego. Posiadają specjalnie zaprojektowane szczelne zamknięcie, zapewniające brak kontaminacji próbka-otoczenie w czasie homogenizacji. Przeznaczone także do próbek żywności, użyteczne m.in. w medycynie, weterynarii, ochronie środowiska. Mogą być mrożone. Odporne na temperatury do 100°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary	Szt./Op.	Nr producenta
	K-1100	Woreczki na próbki RollBag [®] 1300 - sterylne - z polem opisowym	1300 ml	175 x 290 mm	500 szt.	145-040

Opis

Praktyczne woreczki do poboru próbek z zamknięciem wzmocnionym drutem ze stali nierdzewnej. Wykonane z kompleksu poliolefinowego Polysilk. Elastyczne i przezroczyste dostępne w pojemności 1300 ml. Ponieważ woreczki są wstępnie nacięte mogą być bez problemu otwierane. Worki RollBag mają dobrze widoczną strefę do opisu i są szczelnie zamykane. Worki są sterylizowane radiacyjne i odporne na temperaturę do 80°C. Niewątpliwą zaletą woreczków RollBag jest możliwość postawienia ich pionowo bez konieczności używania statywu.