




Elektroda pH do mieszadła magnetycznego RET control-visc



Elektroda LR 1000.64 jest kompatybilna z reaktorem LR 1000 basic/control oraz mieszadłem RET control-visc i RET control-visc white.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-4909	Elektroda pH LR 1000.64	0004663300

Opis

Elektroda LR 1000.64 jest dedykowana do pomiaru pH w urządzeniach firmy IKA:

- reaktorze LR 1000 basic/control,
- mieszadłach magnetycznych z grzaniem [RET control-visc](#) i [RET control-visc white](#).