



Igły preparacyjne ze stali szlachetnej



Wysokiej jakości igły preparacyjne. Wykonane w całości ze stali szlachetnej. Ze spłaszczonym uchwytem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-4113	Igła preparacyjna prosta, pojedyncza
	2-4114	Igła preparacyjna zakrzywiona, pojedyncza
	2-4115	Igła preparacyjna lancetowata, pojedyncza
	2-4112	Zestaw igieł preparacyjnych ze stali szlachetnej - 3 szt.

Opis

Wysokiej jakości igły preparacyjne. Wykonane w całości ze stali szlachetnej. Ze spłaszczonym uchwytem.

Długość całkowita: 150 mm.

Długość igły: 50 mm.

Zestaw (Nr-Art. 2-4112) zawiera 3 igły preparacyjne: prostą, zakrzywioną i lancetowatą.