




Fluid do konserwacji preparatów na szkiełkach podstawowych



Szybkowiązący fluid przeznaczony do konserwowania preparatów w celu przechowywania lub transportu. Szkiełko mikroskopowe należy zanurzyć w płynie i pozostawić do wyschnięcia. Dostarczany w butelce aluminiowej o poj. 500 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Objętość
	1-6275	Fluid konserwujący do preparatów na szkiełkach podstawowych	500 ml

Opis

Szybkowiązący fluid przeznaczony do konserwowania preparatów w celu przechowywania lub transportu. Szkiełko mikroskopowe należy zanurzyć w płynie i pozostawić do wyschnięcia. Dostarczany w butelce aluminiowej o poj. 500 ml.