






## Statywy BagOpen<sup>®</sup>

interscience

BagOpen<sup>®</sup> przytrzymuje woreczek podczas wprowadzania lub pobierania próbki. Cztery samoprzylepne gumki przylegają do zewnętrznych ścianek woreczka i utrzymują go w stanie otwartym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do worków	Nr producenta
	K-1114	Statyw BagOpen <sup>®</sup> 80/100 na jeden woreczek	80/100 ml	211-010
	K-1115	Statyw BagOpen <sup>®</sup> 400 na jeden woreczek	400 ml	211-040
	K-1116	Statyw BagOpen <sup>®</sup> 3500 na jeden woreczek	3500 ml	211-350

### Opis

Statywy BagOpen<sup>®</sup> pozwalają na łatwe pobieranie lub wprowadzanie próbek. Stojak stabilizuje woreczek, utrzymując go w stanie otwartym bez kontaktu z zawartością. Statywy mają stabilną wytrzymałą podstawę i niełamiące się poliwęglanowe ścianki, jest odporny na temperatury do 65°C. Statywy są dostępne w różnych rozmiarach, dopasowanych do woreczków o różnych pojemnościach.