



## Akcesoria do wytrząsarki PSU-20i oraz inkubatora ES-20/60



Akcesoria kompatybilne z wytrząsarką orbitalną PSU-20i (K-7952) oraz inkubatorem z wytrząsaniem ES-20/60 (K-7972) firmy Biosan. Płaskie platformy z matą antypoślizgową, uniwersalna platforma z rolkami oraz platformy z uchwytami na kolby Erlenmeyera i butelki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do modelu
	K-7980	Platforma PP-400	ES-20/60, ES-20/80
	K-7981	Platforma UP-330	PSU-20i
	K-7982	Dodatkowy pręt HB-330	PSU-20i
	K-7983	Platforma P-30/100	PSU-20i, ES-20/60
	K-7984	Platforma P-16/250	PSU-20i, ES-20/60
	K-7985	Platforma P-9/500	PSU-20i, ES-20/60
	K-7986	Platforma P-6/1000	PSU-20i, ES-20/60
	K-7987	Platforma PP-20	PSU-20i
	K-7988	Platforma PP-20/2	PSU-20i
	K-7989	Platforma PP-20/3	PSU-20i
	K-7990	Platforma PP-20/4	PSU-20i

### Opis

Akcesoria kompatybilne z wytrząsarką orbitalną **PSU-20i** ([K-7952](#)) oraz inkubatorem z wytrząsaniem **ES-20/60** ([K-7972](#)) firmy Biosan.

Płaska platforma **PP-400** (K-7980) z silikonową matą antypoślizgową sprawdzi się przy wytrząsaniu lub inkubacji płaskich naczyń, np. szalek Petriego. Jest kompatybilna z inkubatorem **ES-20/60** ([K-7972](#)) i ES-20/80 (K-7974).

Do wytrząsarki orbitalnej **PSU-20i** ([K-7952](#)) dedykowane są płaskie platformy z gumową matą antypoślizgową. Platforma **PP-20** (K-7987) ma 1 poziom, **PP-20/2** (K-7988) – 2 poziomy, **PP-20/3** (K-7989) ma aż 3 poziomy. Największa z dostępnych platform – **PP-20/4** (K-7990) ma aż 4 poziomy, na których można umieścić płaskie naczynia z wytrząsanym medium.

Uniwersalna platforma **UP-330** (K-7981) z regulowanymi rolkami pozwala na wytrząsanie kolb lub butelek szklanych o różnych kształtach i pojemnościach. Dostępny jest również dodatkowy pręt **HB-330** (K-7982).

Platformy do wytrząsania kolb Erlenmeyera i butelek o różnych pojemnościach dostępne są w formie gotowych zestawów z uchwytami na kolby. Platforma **P-30/100** (K-7983) pozwala na wytrząsanie 30 kolb lub butelek o poj. 100-150 ml. Platforma **P-16/250** (K-7984) ma 16 koszyczków na kolby o poj. 250-300 ml. Platforma **P-9/500** (K-7985) umożliwia wytrząsanie do 9 kolb o poj. 500 ml jednocześnie, natomiast **P-6/1000** (K-7986) jest wyposażona w 6 miejsc na kolby lub butelki o poj. 1000 ml.