




Uniwersalna platforma UP-168



Perforowana platforma do wytrząsarki PSU-20i oraz inkubatorów z wytrząsaniem ES-20/60 i ES-20/80 firmy Biosan. Umożliwia mocowanie dedykowanych uchwytów na butelki i kolby o różnych pojemnościach lub statywów na probówki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do modelu
	K-7991	Platforma UP-168	PSU-20i, ES-20/60, ES-20/80

Opis

Uniwersalna platforma UP-168 pasuje do [wytrząsarki PSU-20i \(K-7952\)](#) oraz inkubatorów z wytrząsaniem ES-20/60 ([K-7972](#)) i ES-20/80 ([K-7974](#)) firmy Biosan. Pozwala na przymocowanie uchwytów na butelki i kolby o różnych pojemnościach ([K-7994-K-7999](#), [K-8004-K-8008](#)) lub statywów na probówki ([K-7992](#), [K-7993](#)).

Uchwyty i statywy nie są częścią zestawu - należy zamawiać je osobno.

Nr art.	Do kolb o poj.	Maksymalna ilość uchwytów na platformie		
		ES-20/60, ES-20/80	PSU-20i	
K-7995	K-8005	100 ml	16	23
K-7996	K-8006	250 ml	9	13
K-7997	K-8007	500 ml	9	9
K-7998	K-8008	1000 ml	4	6
K-7999	-	2000 ml	-	4