

Uchwyty do kolb Erlenmeyera i butelek - Biosan



Uchwyty do kolb i butelek o poj. od 50 ml do 2000 ml kompatybilne z [platformą UP-168 \(K-7991\)](#) firmy Biosan. Przeznaczone do użycia z [wytrząsarką PSU-20i \(K-7952\)](#) lub inkubatorami z wytrząsaniem ES-20/60 i ES-20/80.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do kolb o poj.	Śr. kolby	Do modelu
	K-7994	Uchwyt FC-50	50 ml	50 mm	PSU-20i, ES-20/60
	K-7995	Uchwyt FC-100	100 ml	65 mm	PSU-20i, ES-20/60
	K-7996	Uchwyt FC-250	250 ml	85 mm	PSU-20i, ES-20/60
	K-7997	Uchwyt FC-500	500 ml	105 mm	PSU-20i, ES-20/60
	K-7998	Uchwyt FC-1000	1000 ml	130 mm	PSU-20i, ES-20/60
	K-7999	Uchwyt FC-2000	2000 ml	165 mm	PSU-20i, ES-20/60
	K-8004	Uchwyt HSC-50	50 ml	50 mm	ES-20/80
	K-8005	Uchwyt HSC-100	100 ml	65 mm	ES-20/80
	K-8006	Uchwyt HSC-250	250 ml	85 mm	ES-20/80
	K-8007	Uchwyt HSC-500	500 ml	105 mm	ES-20/80
	K-8008	Uchwyt HSC-1000	1000 ml	130 mm	ES-20/80

Opis

Uchwyty do kolb i butelek kompatybilne z perforowaną [platformą UP-168 \(K-7991\)](#) firmy Biosan. Można ją stosować wraz z [wytrząsarką PSU-20i \(K-7952\)](#) lub inkubatorami z wytrząsaniem [ES-20/60 \(K-7972\)](#) i ES-20/80 (k-7974).

Koszyczki kompatybilne z PSU-20i oraz ES-20/60 dostępne są sześciu rozmiarach. Najmniejszy uchwyt K-7994 jest odpowiedni

do kolb lub butelek o poj. 50 ml, kolejne odpowiednio do poj. 100 ml (K-7995), 250 ml (K-7996), 500 ml (K-7997), 1000 ml (K-7998) i 2000 ml (K-7999).

Uchwyty do kolb przeznaczone do pracy z inkubatorem z wytrząsaniem ES-20/80 występują w pięciu rozmiarach: do 50 ml (K-8004), 100 ml (K-8005), 250 ml (K-8006), 500 ml (K-8007) lub 1000 ml (K-8008).

Nr art.		Do kolb o poj.	Maksymalna ilość uchwytów na platformie UP-168	
			ES-20/60, ES-20/80	PSU-20i
K-7995	K-8005	100 ml	16	23
K-7996	K-8006	250 ml	9	13
K-7997	K-8007	500 ml	9	9
K-7998	K-8008	1000 ml	4	6
K-7999	-	2000 ml	-	4