



Statywy do łaźni wodnych Lauda Hydro H



Statywy ze stali nierdzewnej przeznaczone do łaźni wodnych Lauda Hydro H.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. otworów	Liczba miejsc
	K-3052	Statyw ze stali szlachetnej na próbówki	13 mm	20 miejsc
	K-3054	Statyw ze stali szlachetnej na próbówki	56 mm	12 miejsc
	K-3050	Statyw ze stali szlachetnej na próbówki	18 mm	20 miejsc
	K-3051	Statyw ze stali szlachetnej na próbówki	31 mm	5 miejsc

Opis

Statywy przeznaczone do łaźni wodnych Lauda z serii Hydro H. Są kompatybilne zarówno z klasycznymi łaźniami wodnymi [K-8600-K-8605](#), jak i z łaźniami z systemem cyrkulacji [K-8611-K-8612](#).

Cztery modele o średnicy otworów 13 mm, 18 mm, 31 mm lub 56 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej. Wyposażone w specjalne uchwyty ułatwiające wstawianie i wyjmowanie statywów z łaźni. Pozwalają na wygodne termostatowanie probówek i butelek na mleko.

Nr-Art.	Nr producenta	Do probówek o śr.	Maks. ilość statywów w łaźni				
			H 4 (K-8600)	H 8 (K-8601), H 8 A (K-8611)	H 16 (K-8602), H 16 A (K-8612), H 22 (K-8603)	H 24 (K-8604)	H 41 (K-8605)
K-3050	1920/A000015	18 mm	2	4	8	12	9
K-3051	1921/A000016	31 mm	2	4	8	12	9

Nr-Art.	Nr producenta	Do próbek o śr.	Maks. ilość statywów w łaźni				
			H 4 (K-8600)	H 8 (K-8601), H 8 A (K-8611)	H 16 (K-8602), H 16 A (K-8612), H 22 (K-8603)	H 24 (K-8604)	H 41 (K-8605)
K-3052	1922/A000017	13 mm	2	4	8	12	9
K-3054	1942/A000022	56 mm	-	1	2	3	2