



## Statywy do łaźni wodnych z wytrząsaniem Lauda Hydro H



Statywy ze stali nierdzewnej przeznaczone do łaźni wodnych z wytrząsaniem Lauda Hydro H.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. otworów	Liczba miejsc
	K-3064	Statyw ze stali szlachetnej na probówki	17 mm	243 miejsca
	K-3065	Statyw ze stali szlachetnej na probówki	31 mm	63 miejsca
	K-3066	Statyw ze stali szlachetnej na probówki	12 mm	372 miejsca

### Opis

Statywy wykonane ze stali nierdzewnej. Przeznaczone do łaźni wodnych z wytrząsaniem Lauda: Hydro H 20 S ([K-8615](#)), H 20 SW ([K-8616](#)) oraz H 20 SOW ([K-8618](#)). Trzy modele statywów o średnicy otworów dopasowanej do najczęściej używanych probówek: 17 mm, 31 mm oraz 12 mm. Wyposażone w poręczne uchwyty, które ułatwiają wstawianie statywów do łaźni, jak i ich późniejsze wyciągnięcie z łaźni.