





Statywy na próbki typu falcon do łaźni wodnych Lauda Hydro H



Statywy na próbki wirówkowe typu Falcon wykonane ze stali nierdzewnej do łaźni wodnych z wytrząsaniem Lauda Hydro H. **Do zamontowania na platformie [K-3071](#).**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na próbki	Liczba miejsc
	K-3068	Statyw na próbki typu Falcon	15 ml	20 miejsc
	K-3069	Statyw na próbki typu Falcon	50 ml	12 miejsc

Opis

Statywy na próbki wirówkowe typu Falcon wykonane ze stali nierdzewnej. **Dedykowane do montażu na platformie [K-3071](#)**. Przeznaczone do łaźni wodnych z wytrząsaniem Lauda: Hydro H 20 S ([K-8615](#)), H 20 SW ([K-8616](#)) oraz H 20 SOW ([K-8618](#)).

Statyw K-3068 przeznaczony jest na 20 próbek typu Falcon o poj. 15 ml. Na platformie K-3071 zamontować można maksymalnie 4 statywy tego typu jednocześnie. Natomiast statyw K-3069 pomieści do 12 próbek typu Falcon o poj. 50 ml. Na platformie K-3071 jednocześnie mogą znajdować się maksymalnie 3 takie statywy.