


Pręt statywu do łaźni Lauda Hydro H 5 V



Pręt statywu wykonany ze stali nierdzewnej. Kompatybilny z łaźnią waporyzacyjną Lauda Hydro H 5 V (K-8621).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. pręta	Dł. pręta
	K-1648	Pręt statywu ze stali nierdzewnej	12 mm	316 mm

Opis

Pręt statywu wykonany ze stali nierdzewnej. Do montażu w ramie pokrywy łaźni waporyzacyjnej Lauda Hydro H 5 V ([K-8621](#)). Pręt ma długość 316 mm i średnicę 12 mm. Pozwala na wygodne i bezpieczne zamontowanie kolumn, kolb Erlenmeyera lub zlewek w łaźni do łagodnego odparowania.