



## Kasetki do zatapiania

**Simport**

Wykonane z polimeru o wysokiej gęstości. Przeznaczone do zatapiania lub przechowywania preparatów tkankowych. Prostokątne otwory o wielkości 1 mm usprawniają wymianę cieczy i optymalizują zatapianie. W celu zamknięcia kasetki, należy odłamać załączoną pokrywkę, a następnie nałożyć ją i zatrzasknąć na dolnej części kasetki. Kasetki mogą być wielokrotnie otwierane i zamykane. Odporne na działanie rozpuszczalników. Z dużym polem na opis.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	7-0015	Kasetki do zatapiania	biały	500 szt.
	7-0016	Kasetki do zatapiania	różowy	500 szt.
	7-0017	Kasetki do zatapiania	zielony	500 szt.
	7-0018	Kasetki do zatapiania	żółty	500 szt.
	7-0019	Kasetki do zatapiania	niebieski	500 szt.

### Opis

Wykonane z polimeru o wysokiej gęstości. Przeznaczone do zatapiania lub przechowywania preparatów tkankowych. Prostokątne otwory o wielkości 1 mm usprawniają wymianę cieczy i optymalizują zatapianie. W celu zamknięcia kasetki, należy odłamać załączoną pokrywkę, a następnie nałożyć ją i zatrzasknąć na dolnej części kasetki. Kasetki mogą być wielokrotnie otwierane i zamykane. Odporne na działanie rozpuszczalników. Z dużym polem na opis.

**Wym. zewnętrzne - bez uchwytu (dł. x szer. x wys.):** 40,5 x 28,5 x 7,5 mm.

**Dł. uchwytu do otwierania pokrywki:** 4 mm.