




## Naczynie do barwienia według Coplina



Naczynie wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Przeznaczone do jednoczesnego barwienia 10 szkiełek mikroskopowych o wymiarach 76 x 26 mm.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa                                | Śr. zew. x wys. |
|---|---------|--------------------------------------|-----------------|
|  | B-0484  | Naczynie do barwienia według Coplina | 66 x 108 mm     |

### Opis

Naczynie wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Przeznaczone do jednoczesnego barwienia 10 szkiełek mikroskopowych o wymiarach 76 x 26 mm.