





## Chusteczki do dezynfekcji powierzchni Meliseptol<sup>®</sup> HBV

**B | BRAUN**

Chusteczki Meliseptol<sup>®</sup> HBV do dezynfekcji małych powierzchni oraz aparatury i wyposażenia, które odporne są na działanie alkoholu. Nasączone płynem na bazie n-propanolu i czwartorzędowego związku amoniowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	B-1650	Chusteczki do dezynfekcji powierzchni Meliseptol <sup>®</sup> HBV	pojemnik dozujący	100 szt.
	B-1651	Chusteczki do dezynfekcji powierzchni Meliseptol <sup>®</sup> HBV	opak. uzupełniające	100 szt.

### Opis

Meliseptol<sup>®</sup> HBV to chusteczki o bardzo szerokim spektrum działania. Dedykowane do dezynfekcji niewielkich powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Nasączone środkiem na bazie n-propanolu i chlorku dwudecylodwumetyloamoniowego. Nie zawierają aldehydu ani alkiloamin. **Działają bardzo szybko** (1 min). Chusteczki Meliseptol HBV dezaktywują bakterie (w tym MRSA), prątki, grzyby, wirusy otoczkowe (w tym HBV, HIV oraz HCV) oraz wirusy bezotoczkowe (DVV/RKI - 10 min). Ekonomiczne opakowanie dozujące, w którym dostarczane są chusteczki K-1650 **można wielokrotnie napełniać dzięki opakowaniu uzupełniającemu** K-1651. Przebadane dermatologicznie. Mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością.

**Wymiary pojedynczej chusteczki:** 14,5 x 20,0 cm.