



Butelki laboratoryjne Rasotherm[®] - z zakrętką - o poj. 100 ml - 10 l



Butelki laboratoryjne marki Rasotherm[®] wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Znakomita odporność na wysokie temperatury i chemikalia. Odpowiadają najwyższemu standardom jakości. Spełniają normę ISO 4796-1. W komplecie z niebieską zakrętką z PP i pierścieniem wylewowym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Gwint	Szt./Op.
	1-0195	Butelki laboratoryjne Rasotherm [®] - z zakrętką	100 ml	56 x 105 mm	GL45	10 szt.
	1-0196	Butelki laboratoryjne Rasotherm [®] - z zakrętką	250 ml	70 x 143 mm	GL45	10 szt.
	1-0197	Butelki laboratoryjne Rasotherm [®] - z zakrętką	500 ml	86 x 182 mm	GL45	10 szt.
	1-0198	Butelki laboratoryjne Rasotherm [®] - z zakrętką	1000 ml	101 x 230 mm	GL45	10 szt.
	1-0199	Butelki laboratoryjne Rasotherm [®] - z zakrętką	2000 ml	130 x 268 mm	GL45	10 szt.
	1-0200	Butelka laboratoryjna Rasotherm [®] - z zakrętką	5000 ml	186 x 330 mm	GL45	1 szt.
	1-0201	Butelka laboratoryjna Rasotherm [®] - z zakrętką	10000 ml	234 x 410 mm	GL45	1 szt.

Opis

Butelki laboratoryjne marki Rasotherm[®] wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Znakomita odporność na wysokie temperatury i chemikalia. Odpowiadają najwyższemu standardom jakości. Spełniają normę ISO 4796-1. W komplecie z niebieską zakrętką z PP i pierścieniem wylewowym.