



## Okrągły statyw na szkiełka podstawowe, ze stali szlachetnej

Wykorzystywany zwłaszcza w histologii do czystego i szybkiego barwienia szkiełek podstawowych o rozmiarach standardowych 76 x 26 mm. Szkiełka podstawowe należy włożyć pionowo w otwory i zanurzyć w kąpiel barwiącą. Specjalny uchwyt umożliwia łatwe utrzymywanie statywu na określonej wysokości. Statyw zajmuje niewiele miejsca i nadaje się do zastosowania w okrągłych naczyniach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wysokość	Średnica	Liczba otworów
	2-1971	Statyw na szkiełka podstawowe	95 mm	96 mm	24
	2-1972	Statyw na szkiełka podstawowe	95 mm	83 mm	14

### Opis

Wykorzystywany zwłaszcza w histologii do czystego i szybkiego barwienia szkiełek podstawowych o rozmiarach standardowych 76 x 26 mm. Szkiełka podstawowe należy włożyć pionowo w otwory i zanurzyć w kąpiel barwiącą. Specjalny uchwyt umożliwia łatwe utrzymywanie statywu na określonej wysokości. Statyw zajmuje niewiele miejsca i nadaje się do zastosowania w okrągłych naczyniach.

**Wymiary:** wys. 95 mm, średnica 96 mm lub 83 mm.