



## Jednorazowe kubki z polistyrenu



Jednorazowe pojemniki na próbki. Wykonane z polistyrenu. Odporne na temperatury od -20° C do +70°C.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                           | Pojemność | Szt./Op.  |
|-----------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|
|           | 2-1555  | Jednorazowe kubki z polistyrenu | 5 ml      | 1000 szt. |
|           | 2-1556  | Jednorazowe kubki z polistyrenu | 10 ml     | 1000 szt. |
|           | 2-1557  | Jednorazowe kubki z polistyrenu | 20 ml     | 500 szt.  |
|           | 2-1558  | Jednorazowe kubki z polistyrenu | 50 ml     | 500 szt.  |
|           | 2-1559  | Jednorazowe kubki z polistyrenu | 150 ml    | 100 szt.  |
|           | 2-1560  | Jednorazowe kubki z polistyrenu | 250 ml    | 100 szt.  |
|           | 2-1561  | Jednorazowe kubki z polistyrenu | 800 ml    | 100 szt.  |
|           | 2-1562  | Jednorazowe kubki z polistyrenu | 1000 ml   | 100 szt.  |

### Opis

Jednorazowe pojemniki na próbki. Wykonane z polistyrenu. Odporne na temperatury od -20° C do +70°C.