





Jednorazowe kubki papierowe

Kubki przeznaczone do przelewania, odmierzania, oceny lub mieszania cieczy i proszków. Szczelne, nie przeciekają. Polietylenowa powłoka chroni przed przesiąknięciem wilgocią.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	1-7101	Jednorazowe kubki papierowe	250 ml	100 szt.
	1-7103	Jednorazowe kubki papierowe	500 ml	100 szt.

Opis

Kubki przeznaczone do przelewania, odmierzania, oceny lub mieszania cieczy i proszków. Szczelne, nie przeciekają. Polietylenowa powłoka chroni przed przesiąknięciem wilgocią.

Wymiary:

- **kubek o pojemności 250 ml:** wys. ~95 mm, śr. ~70 mm;
- **kubek o pojemności 500 ml:** wys. ~157 mm, śr. ~90 mm.

Opakowanie zawiera 100 sztuk.