



## Kosz powlekany z uchwytem

Druciany kosz, powlekany PE. Do przenoszenia oraz przechowywania naczyń laboratoryjnych itp. Wyposażony w składany uchwyt, z możliwością zablokowania w pozycji rozłożonej. Z dnem wyposażonym w dodatkowe pręty wzmacniające.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-4549	Kosz powlekany z uchwytem

### Opis

Druciany kosz, powlekany PE. Do przenoszenia oraz przechowywania naczyń laboratoryjnych itp. Wyposażony w składany uchwyt, z możliwością zablokowania w pozycji rozłożonej. Z dnem wyposażonym w dodatkowe pręty wzmacniające.

**Wymiary:** 400 mm x 300 mm x 200 mm.