




Zbiorniki na ciecz do pipet wielokanałowych - niesterylne - 55 ml

Zbiorniczki na ciecz wykonane z PVC. Ich wydłużony kształt umożliwia łatwe pobieranie cieczy pipetami wielokanałowymi. Skośne ścianki pojemnika oraz dno V-kształtne umożliwiają pobranie cieczy niemal do ostatniej kropli. Lekkie, o niewielkich wymiarach, idealnie sprawdzają się w każdym laboratorium.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Szt./Op.
	B-1238	Pojemniki na odczynniki do pipet wielokanałowych	55 ml	niesterylne	20 szt.

Opis

Zbiorniczki na ciecz wykonane z PVC. Ich wydłużony kształt umożliwia łatwe pobieranie cieczy pipetami wielokanałowymi. Skośne ścianki pojemnika oraz dno V-kształtne umożliwiają pobranie cieczy niemal do ostatniej kropli. Lekkie, o niewielkich wymiarach, idealnie sprawdzają się w każdym laboratorium.

Pojemność: 55 ml.

Wymiary: 143 x 70 mm.