



Taca ze stali szlachetnej, z pokrywką



Tace i pokrywki wykonane są z nierdzewnej stali szlachetnej 18/8. Zaokrąglony spód umożliwia łatwe utrzymanie czystości i dezynfekcję. Pokrywka posiada rączkę. Można ustawiać jedno na drugim. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wym. zewnętrzne	Wym. wewnętrzne
	N-0454	Taca ze stali szlachetnej, z pokrywką	230 x 133 x 55 mm	210 x 120 x 45 mm
	N-0455	Taca ze stali szlachetnej, z pokrywką	315 x 215 x 65 mm	295 x 195 x 55 mm

Opis

Tace i pokrywki wykonane są z nierdzewnej stali szlachetnej 18/8. Zaokrąglony spód umożliwia łatwe utrzymanie czystości i dezynfekcję. Pokrywka posiada rączkę. Można ustawiać jedno na drugim. Autoklawowalne.