



Kieszonkowa latarka kryptonowa



Latarka kieszonkowa z żarówką kryptonową. Metalowa, galwanizowana obudowa zabezpieczona przed korozją. Pierścień fluorescencyjny świecący w ciemności. Możliwość przełączania strumienia światła od skupionego do rozproszonego. Z uszkiem do zawieszania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-5691	Kieszonkowa latarka kryptonowa

Opis

Latarka kieszonkowa z żarówką kryptonową. Metalowa, galwanizowana obudowa zabezpieczona przed korozją. Pierścień fluorescencyjny świecący w ciemności. Możliwość przełączania strumienia światła od skupionego do rozproszonego. Z uszkiem do zawieszania.

Minimalny zasięg promienia światła: 70 m.

Ciężar z bateriami: 396 g.

Baterie (2 x Mono D LR20, [Nr-Art. 2-3026](#)) należy zamawiać osobno (nie są zawarte w zakresie dostawy).