



## Puszka z pokrywką ze stali szlachetnej 18/8

Puszka z pokrywką wykonana ze stali szlachetnej 18/8. Służy do przechowywania delikatnych próbek. Łatwa w czyszczeniu. Autoklawowalna. Odporna na działanie środków chemicznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wys. x śr.	Pojemność
	1-1180	Puszka z pokrywką ze stali szlachetnej 18/8	60 x 60 mm	170 ml
	1-1181	Puszka z pokrywką ze stali szlachetnej 18/8	85 x 85 mm	400 ml
	1-1182	Puszka z pokrywką ze stali szlachetnej 18/8	100 x 100 mm	700 ml
	1-1183	Puszka z pokrywką ze stali szlachetnej 18/8	120 x 120 mm	1200 ml
	1-1184	Puszka z pokrywką ze stali szlachetnej 18/8	100 x 150 mm	1600 ml
	1-1185	Puszka z pokrywką ze stali szlachetnej 18/8	150 x 150 mm	2500 ml
	1-1186	Puszka z pokrywką ze stali szlachetnej 18/8	100 x 200 mm	2500 ml

### Opis

Puszka z pokrywką wykonana ze stali szlachetnej 18/8. Służy do przechowywania delikatnych próbek. Łatwa w czyszczeniu. Autoklawowalna. Odporna na działanie środków chemicznych.