

Tacki z melaminy



Tacki laboratoryjne wykonane z polerowanej melaminy (MF). Posiadają stopki na spodzie. Z oznaczeniem CE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer. x wys.	Szt./Op.
	B-0445	Tacka z melaminy	190 x 150 x 17 mm	1 szt.
	B-0446	Tacka z melaminy	240 x 180 x 17 mm	1 szt.
	B-0447	Tacka z melaminy	268 x 208 x 17 mm	1 szt.
	B-0448	Tacka z melaminy	355 x 240 x 17 mm	1 szt.
	B-0449	Tacka z melaminy	428 x 288 x 17 mm	1 szt.

Opis

Tacki laboratoryjne wykonane z polerowanej melaminy (MF). Posiadają stopki na spodzie. Z oznaczeniem CE.