






Prostokątna miska ze stali szlachetnej

Wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Matowa, wypolerowana. Z mocno zaokrąglonymi kantami i gładkim brzegiem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer. x wys.	Pojemność
	E-1800	Prostokątna miska ze stali szlachetnej	24 x 16 x 4,5 cm (zew.)	1,0 l
	E-1801	Prostokątna miska ze stali szlachetnej	31 x 20 x 4,5 cm (zew.)	1,5 l
	E-1802	Prostokątna miska ze stali szlachetnej	34 x 21 x 6 cm (zew.)	3,0 l

Opis

Wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Matowa, wypolerowana. Z mocno zaokrąglonymi kantami i gładkim brzegiem.