



## Kuwety z PP



Kuwety laboratoryjne wykonane z polipropylenu. Mogą służyć zarówno do celów laboratoryjnych jak i do przechowywania rozmaitych przedmiotów. W kolorze białym. Posiadają grzbiety na dnie.

Zestaw nr-art. B-0246 obejmuje komplet 6 kuwet o różnych pojemnościach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer. x wys.	Pojemność	Szt./Op.
	B-0240	Kuweta z PP	190 x 140 x 42 mm	0,5 l	1 szt.
	B-0241	Kuweta z PP	250 x 190 x 65 mm	1,5 l	1 szt.
	B-0242	Kuweta z PP	310 x 250 x 75 mm	3,0 l	1 szt.
	B-0243	Kuweta z PP	410 x 310 x 120 mm	10,0 l	1 szt.
	B-0244	Kuweta z PP	530 x 430 x 140 mm	21,0 l	1 szt.
	B-0245	Kuweta z PP	720 x 520 x 160 mm	39,0 l	1 szt.
	B-0246	Zestaw 6 kuwet z PP	-	-	6 szt.

### Opis

Kuwety laboratoryjne wykonane z polipropylenu. Mogą służyć zarówno do celów laboratoryjnych jak i do przechowywania rozmaitych przedmiotów. W kolorze białym. Posiadają grzbiety na dnie.

Zestaw nr-art. B-0246 obejmuje komplet 6 kuwet o różnych pojemnościach.

Podane w powyższej tabeli wymiary to zewnętrzne wymiary podstawy kuwet.

W zakładce „Dane techniczne” przedstawione są wymiary wewnętrzne mierzone przy podstawie oraz wymiary zewnętrzne mierzone przy kołnierzu kuwet.

**Dane  
technic  
zne**

<b>Parametr</b>	<b>B-0240</b>	<b>B-0241</b>	<b>B-0242</b>	<b>B-0243</b>	<b>B-0244</b>	<b>B-0245</b>
<b>Pojemność</b>	0,5 l	1,5 l	3,0 l	10 l	21 l	39 l
<b>Wymiary wewnętrzne podstawy (dł. x szer.)</b>	180 x 130 mm	240 x 180 mm	300 x 240 mm	400 x 300 mm	500 x 400 mm	700 x 500 mm
<b>Wymiary zewnętrzne podstawy (dł. x szer.)</b>	190 x 140 mm	250 x 190 mm	310 x 250 mm	410 x 310 mm	530 x 430 mm	720 x 520 mm
<b>Wymiary zewnętrzne przy kołnierzu (dł. x szer. x wys.)</b>	230 x 180 x 42 mm	310 x 250 x 65 mm	370 x 310 x 75 mm	520 x 420 x 120 mm	634 x 534 x 140 mm	846 x 648 x 160 mm