



Kuwety z PVC - białe

Kartell

Kuwety laboratoryjne wykonane z twardego polichlorku winylu. W kolorze białym. Posiadają grzbiety na dnie. Nadają się do pracy z kwasami.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Kolor | Dł. x szer. x wys. |
|-----------|---------|--------------|-------|--------------------|
| | B-0247 | Kuweta z PVC | biała | 200 x 150 x 45 mm |
| | B-0248 | Kuweta z PVC | biała | 250 x 200 x 60 mm |
| | B-0249 | Kuweta z PVC | biała | 320 x 260 x 70 mm |
| | B-0250 | Kuweta z PVC | biała | 350 x 300 x 80 mm |
| | B-0251 | Kuweta z PVC | biała | 430 x 330 x 90 mm |
| | B-0252 | Kuweta z PVC | biała | 520 x 420 x 90 mm |
| | B-0253 | Kuweta z PVC | biała | 675 x 530 x 100 mm |
| | B-0254 | Kuweta z PVC | biała | 540 x 420 x 180 mm |

Opis

Kuwety laboratoryjne wykonane z twardego polichlorku winylu. W kolorze białym. Posiadają grzbiety na dnie. Nadają się do pracy z kwasami.