



Miski laboratoryjne w zestawie

Okrągłe miski przeznaczone do wielu zastosowań w laboratorium. Stabilne i odporne na pęknięcia. Przystosowane do przechowywania żywności. Nowoczesny kształt i wywinięta krawędź. Największa miska z zestawu jest dodatkowo wyposażona w przezroczystą pokrywkę.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Średnica	Wysokość
	8-1206	Zestaw 4-częściowy misek laboratoryjnych	2 x zielone, 2 x fioletowe	20 / 24 / 28 / 32 cm	12,5 cm
	8-1207	Zestaw 4-częściowy misek laboratoryjnych	2 x zielone, 2 x fioletowe	24 / 32 / 28 / 36 cm	14,0 cm

Opis

Okrągłe miski przeznaczone do wielu zastosowań w laboratorium. Stabilne i odporne na pęknięcia. Przystosowane do przechowywania żywności. Nowoczesny kształt i wywinięta krawędź. Największa miska z zestawu jest dodatkowo wyposażona w przezroczystą pokrywkę.