






Wiadro ze stali szlachetnej

Wykonane ze stali szlachetnej 4301. Gładkie dno. Kształt stożkowy. Skalowane od wewnątrz co 1l.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wys. x śr.	Pojemność
	E-6998	Wiadro ze stali szlachetnej	25 x 30 cm	10 l
	E-6999	Wiadro ze stali szlachetnej	32 x 33 cm	15 l
	E-7000	Pokrywa na wiadro o poj. 10 l	-	-
	E-7001	Pokrywa na wiadro o poj. 15 l	-	-

Opis

Wykonane ze stali szlachetnej 4301. Gładkie dno. Kształt stożkowy.

Ø dolna: 20 cm.

Akcesoria: szczelna pokrywa (należy zamawiać osobno).