






Koszyki aluminiowe na próbki i akcesoria laboratoryjne



Lekkie, wytrzymałe koszyki aluminiowe przeznaczone do wielu zastosowań w laboratorium. Idealne do mycia i przechowywania próbek szklanych. Mogą być stosowane w zmywarkach i autoklawach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wielkość	Dł. x szer. x wys.
	2-5090	Koszyk aluminiowy na próbki i akcesoria laboratoryjne	mały	152 x 152 x 152 mm
	2-5091	Koszyk aluminiowy na próbki i akcesoria laboratoryjne	średni	256 x 152 x 152 mm
	2-5092	Koszyk aluminiowy na próbki i akcesoria laboratoryjne	duży	332 x 228 x 178 mm

Opis

Lekkie, wytrzymałe koszyki aluminiowe przeznaczone do wielu zastosowań w laboratorium. Idealne do mycia i przechowywania próbek szklanych. Mogą być stosowane w zmywarkach i autoklawach.