



Kosze laboratoryjne ze stali nierdzewnej - okrągłe

Kosze laboratoryjne ze stali nierdzewnej, do różnorodnych zastosowań. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. x wys.
	B-0197	Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, okrągły	90 x 90 mm
	B-0198	Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, okrągły	100 x 100 mm
	B-0199	Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, okrągły	150 x 150 mm
	B-0200	Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, okrągły	160 x 160 mm
	B-0201	Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, okrągły	180 x 180 mm

Opis

Kosze laboratoryjne ze stali nierdzewnej, do różnorodnych zastosowań. Autoklawowalne.