






Kriopudełka z wodoodpornego kartonu z wkładem

Wysokiej jakości, trwałe i solidne kriopudełka z pokrywką i wkładem na próbki o poj. 1-2 ml. Z polem do opisu umieszczonym na pokrywce. Wodoodporne. Idealne do przechowywania próbek w ujemnej temperaturze. Do wyboru model 81-miejscowy oraz 100-miejscowy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-1383	Kriopudełko kartonowe (81-miejsc., wodoodporny karton)
	B-1384	Kriopudełko kartonowe (81-miejsc., laminowany wodoodporny karton)
	D-1385	Kriopudełko kartonowe (100-miejsc., laminowany wodoodporny karton)

Opis

Wysokiej jakości, trwałe i solidne kriopudełka z pokrywką i wkładem na próbki o poj. 1-2 ml. Z polem do opisu umieszczonym na pokrywce. Wodoodporne. Idealne do przechowywania próbek w ujemnej temperaturze. Do wyboru model 81-miejscowy oraz 100-miejscowy.

Wymiary: 132 x 132 x 50 mm.