

## Kriopudełka kartonowe na próbki

Wykonane z impregnowanego kartonu pokrytego warstwą ochronną z PE, odpornego na niskie temperatury i wilgoć. Z pokrywką. Wkłady na próbki należy zamawiać osobno.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Wysokość
	2-2700	Kriopudełko z pokrywką	biały	50 mm
	2-2701	Kriopudełko z pokrywką	biały	75 mm
	2-2702	Kriopudełko z pokrywką	biały	100 mm

### Opis

Wykonane z impregnowanego kartonu pokrytego warstwą ochronną z PE, odpornego na niskie temperatury i wilgoć. Z pokrywką w zestawie.

**Wymiary podstawy:** 136 x 136 mm.

**Dostępne wysokości:** 50, 75 i 100 mm.

[Wkłady do pudełek na próbki o różnych rozmiarach należy zamawiać osobno. Wkłady dostępne są pod Nr-Art. 2-2703 do 2-2708.](#)