



Statyw na 1 probówkę wirówkową o poj. 50 ml

Statyw przeznaczony na pojedynczą probówkę wirówkową o poj. 50 ml. Wykonany z drutu powlekanego żywicą epoksydową. Prosty w obsłudze i stabilny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-3108	Statyw na 1 probówkę wirówkową o poj. 50 ml

Opis

Statyw przeznaczony na pojedynczą probówkę wirówkową o poj. 50 ml. Wykonany z drutu powlekanego żywicą epoksydową. Prosty w obsłudze i stabilny.

Wysokość całkowita: 67 mm.

Ø dolna: 67 mm.