



Statyw na butelki wirówkowe



Przeznaczony do przechowywania stożkowych butelek wirówkowych z tworzywa sztucznego o poj. 250 ml (np. Falcon, Corning, Nunc).
Wykonany z drutu stalowego powleczonego sztuczną żywicą. 6-stanowiskowy. Dolny poziom posiada szyny zapewniające stabilną podporę dla spodów butelek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	6-2130	Statyw na 6 butelek wirówkowych o poj. 250 ml

Opis

Przeznaczony do przechowywania stożkowych butelek wirówkowych z tworzywa sztucznego o poj. 250 ml (np. Falcon, Corning, Nunc).

Wykonany z drutu stalowego powleczonego sztuczną żywicą. 6-stanowiskowy. Dolny poziom posiada szyny zapewniające stabilną podporę dla spodów butelek.

Wymiary: 208 x 135 x 102 mm.