



Statyw do próbek - ze stali nierdzewnej pokrytej PE

Statyw do próbek pokryte tworzywem PE, wykonane ze stali nierdzewnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Śr. otworów	Liczba miejsc	Wysokość
	B-7300	Statyw do próbek	stal PE	14 mm	2 x 3	60 mm
	B-7301	Statyw do próbek	stal PE	14 mm	2 x 5	60 mm
	B-7302	Statyw do próbek	stal PE	14 mm	2 x 10	60 mm
	B-7303	Statyw do próbek	stal PE	14 mm	3 x 10	60 mm
	B-7304	Statyw do próbek	stal PE	14 mm	5 x 10	60 mm
	B-7305	Statyw do próbek	stal PE	19 mm	2 x 3	70 mm
	B-7306	Statyw do próbek	stal PE	19 mm	2 x 5	70 mm
	B-7307	Statyw do próbek	stal PE	19 mm	2 x 10	70 mm
	B-7308	Statyw do próbek	stal PE	19 mm	3 x 10	70 mm
	B-7309	Statyw do próbek	stal PE	19 mm	5 x 10	70 mm
	B-7310	Statyw do próbek	stal PE	22 mm	2 x 5	80 mm
	B-7311	Statyw do próbek	stal PE	22 mm	2 x 10	80 mm
	B-7312	Statyw do próbek	stal PE	22 mm	3 x 10	80 mm
	B-7313	Statyw do próbek	stal PE	22 mm	5 x 10	80 mm

Opis

Statyw do próbek pokryte tworzywem PE, wykonane ze stali nierdzewnej.