

Statywy do probówek - ze stali nierdzewnej

Statywy do probówek, wykonane ze stali nierdzewnej.



| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Materiał | Śr. otworów | Liczba otworów | Wysokość |
|---|---------|--------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
|  | B-7314 | Statyw do probówek | stal nierdzewna | 12 mm | 2 x 10 | 60 mm |
|  | B-7315 | Statyw do probówek | stal nierdzewna | 19 mm | 2 x 10 | 70 mm |
|  | B-7316 | Statyw do probówek | stal nierdzewna | 22 mm | 2 x 10 | 75 mm |

Opis

Statywy do probówek, wykonane ze stali nierdzewnej.