



Kasety rentgenowskie

Kaseta rentgenowska z lekkiego metalu, z wyjątkowo wytrzymałą powłoką z tworzywa sztucznego. Wyposażona w samozabezpieczające, zatraskowe zamknięcie obsługiwane jedną ręką, zapobiegające niezamierzonemu otwarciu kasety. Pręt zamykający zabezpiecza pokrywę kasety i zapewnia równomierny nacisk na całej powierzchni. Wysoka jakość wykonania. Nitowana obudowa.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Wymiary |
|-----------|---------|---------------------|------------|
| | 2-2011 | Kaseta rentgenowska | 24 x 30 cm |
| | 2-2012 | Kaseta rentgenowska | 20 x 40 cm |
| | 2-2013 | Kaseta rentgenowska | 35 x 43 cm |
| | 2-2014 | Kaseta rentgenowska | 30 x 40 cm |
| | 2-2015 | Kaseta rentgenowska | 18 x 24 cm |
| | B-1551 | Kaseta rentgenowska | 13 x 18 cm |
| | B-1552 | Kaseta rentgenowska | 35 x 35 cm |
| | B-1553 | Kaseta rentgenowska | 15 x 40 cm |
| | B-1554 | Kaseta rentgenowska | 15 x 30 cm |
| | B-1555 | Kaseta rentgenowska | 18 x 43 cm |

Opis

Kaseta rentgenowska z lekkiego metalu, z wyjątkowo wytrzymałą powłoką z tworzywa sztucznego. Wyposażona w samozabezpieczające, zatraskowe zamknięcie obsługiwane jedną ręką, zapobiegające niezamierzonemu otwarciu kasety. Pręt zamykający zabezpiecza pokrywę kasety i zapewnia równomierny nacisk na całej powierzchni. Wysoka jakość wykonania. Nitowana obudowa.