



## Statyw ze stali szlachetnej na próbówki

Statyw ze stali szlachetnej. Na 12 probówek (2 x 6 miejsc) o średnicy do 18 mm. Wysokość 70 mm. Z możliwością sterylizacji w autoklawie.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa                                   |
|---|---------|---|
|  | B-1241  | Statyw ze stali szlachetnej na próbówki |

### Opis

Statyw ze stali szlachetnej. Na 12 probówek (2 x 6 miejsc) o średnicy do 18 mm. Wysokość 70 mm. Z możliwością sterylizacji w autoklawie.

**Wymiary:** 130 x 50 mm.