



## Statyw do probówek wykonany z drutu stalowego



Statyw do probówek wykonany z drutu stalowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer. x wys.	Średnica	Liczba miejsc	Materiał
	D-1000	Statyw do probówek wykonany z drutu stalowego	130 x 50 x 70 mm	16 mm	2 x 6	18/8 E-POL
	D-1001	Statyw do probówek wykonany z drutu stalowego	210 x 210 x 70 mm	16 mm	2 x 10	18/8 E-POL
	D-1002	Statyw do probówek wykonany z drutu stalowego	250 x 50 x 70 mm	16 mm	2 x 12	18/8 E-POL
	D-1003	Statyw do probówek wykonany z drutu stalowego	250 x 70 x 70 mm	16 mm	3 x 12	18/8 E-POL
	D-1004	Statyw do probówek wykonany z drutu stalowego	130 x 90 x 70 mm	16 mm	4 x 6	18/8 E-POL
	D-1005	Statyw do probówek wykonany z drutu stalowego	250 x 90 x 70 mm	16 mm	4 x 12	18/8 E-POL
	D-1006	Statyw do probówek wykonany z drutu stalowego	210 x 210 x 70 mm	16 mm	10 x 10	18/8 E-POL

### Opis

Statyw do probówek wykonany z drutu stalowego.