



## Statyw do kuwet



Statyw na kuwety spektrofotometryczne. Wykonany z PP. Odporny na temperaturę 121°C do 20 min. Przeznaczony na 16 kuwet.

**Wymiary (dł. x szer.x wys.):** 210 x 68 x 35 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-0107	Statyw do kuwet firmy BRAND

### Opis

Statyw na kuwety spektrofotometryczne. Wykonany z PP. Odporny na temperaturę 121°C do 20 min. Przeznaczony na 16 kuwet.