


Blażane statywy do próbówek

Blażane statywy do próbówek, wykonane ze stali, lakierowane elektrostatycznie.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Śr. otworów	Rzędy	Liczba miejsc	Wysokość
	B-7321	Blażany statyw do próbówek	stal lakierowana	19 mm	5 x 20	100 miejsc	140 / 90 mm

Opis

Blażane statywy do próbówek, wykonane ze stali, lakierowane elektrostatycznie.

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 153 x 480 x 150 mm.

Wysokość półek: 53 i 94 mm.