



Statyw na fiołki scyntylacyjne

Stabilny statyw 24-stanowiskowy przystosowany do przechowywania i transportu fiołek scyntylacyjnych. Wykonany z polipropylenu odpornego na działanie chemikaliów. Autoklawowalny w temp. do 121°C. Wygodny w użyciu. Wyposażony w 2 uchwyty transportowe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc
	1-3107	Statyw na fiołki scyntylacyjne	

Opis

Stabilny statyw 24-stanowiskowy przystosowany do przechowywania i transportu fiołek scyntylacyjnych. Wykonany z polipropylenu odpornego na działanie chemikaliów. Autoklawowalny w temp. do 121°C. Wygodny w użyciu. Wyposażony w 2 uchwyty transportowe.

Odległość między podstawą a platformą na probówkę: 44 mm.

Ilość miejsc: 3 rzędy po 8 otworów o średnicy 30 mm.

Wymiary: 29,8 x 12,7 x 9,5 cm.