


## Statyw na 50 fiolek



### WHEATON<sup>®</sup>

Idealny do przechowywania i transportu fiolek Wheaton o poj. 1-2 ml oraz probówek o śr. 12 mm. Wykonany z trwałego polipropylenu. Autoklawowalny w temp. do 121°C. Specjalne bolce znajdujące się na obrzeżach umożliwiają stabilne ustawianie w stosy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	9-0455	Statyw na 50 fiolek o śr. 12 mm	5 szt.

#### Opis

Idealny do przechowywania i transportu fiolek Wheaton o poj. 1-2 ml oraz probówek o śr. 12 mm. Wykonany z trwałego polipropylenu. Autoklawowalny w temp. do 121°C. Specjalne bolce znajdujące się na obrzeżach umożliwiają stabilne ustawianie w stosy.

**Wymiary:** 19 x 10 x 2 cm.

**Ciężar:** ok. 900 g.