



## Statyw metalowy do probówek



Statyw metalowy przeznaczony do przechowywania probówek. Wykonany ze stali 18/10.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Dł. x szer. x wys.	Średnica	Rzędy	Liczba miejsc
	N-1107	Statyw metalowy do probówek	18/10-STAL	145 x 52 x 90 mm	17 mm	2 x 6	12 miejsc
	N-1108	Statyw metalowy do probówek	18/10-STAL	278 x 52 x 90 mm	17 mm	2 x 12	24 miejsca
	D-1010	Statyw metalowy do probówek	18/10-STAL	287 x 97 x 90 mm	17 mm	4 x 12	48 miejsc
	N-1111	Statyw metalowy do probówek	18/10-STAL	164 x 60 x 90 mm	20 mm	2 x 6	12 miejsc
	D-1012	Statyw metalowy do probówek	18/10-STAL	310 x 60 x 90 mm	20 mm	2 x 12	24 miejsca

### Opis

Metalowy statyw na probówki produkcji firmy Bochem. Dostępne modele z otworami o średnicy otworów 17 mm lub 20 mm. Statywy zostały wykonane ze stali 18/10.