



**Statyw na próbki o śr. 17 mm (stal szlachetna)**

Wykonany ze stali szlachetnej 4301. Wygięty w kształcie litery Z. Przeznaczony na próbki standardowe o śr. 16-17 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wysokość	Dł. x szer.	Liczba miejsc
	E-7028	Statyw na próbki (stal szlachetna)	40 mm	110 x 110 mm	5 x 5
	E-7029	Statyw na próbki (stal szlachetna)	40 mm	220 x 110 mm	5 x 10
	E-7030	Statyw na próbki (stal szlachetna)	63 mm	220 x 115 mm	5 x 10

**Opis**

Wykonany ze stali szlachetnej 4301. Wygięty w kształcie litery Z. Przeznaczony na próbki standardowe o śr. 16-17 mm.

**Otwory:** Ø 17,5 mm.