



Pływaki do łaźni wodnych

Pływaki z do łaźni wodnych wykonane z PP lub PE. Pomagają zmniejszać parowanie cieczy oraz utratę temperatury.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Materiał	Szt./Op.
	E-4111	Pływaki do łaźni wodnych	10 mm	PE	100 szt.
	E-4112	Pływaki do łaźni wodnych	15 mm	PE	100 szt.
	E-4110	Pływaki do łaźni wodnych	20 mm	PP	100 szt.
	E-4113	Pływaki do łaźni wodnych	25 mm	PE	100 szt.

Opis

Kulki do łaźni wodnych wykonane z PP lub PE. Pomagają zmniejszać parowanie cieczy oraz utratę temperatury. Zalecane do użytku przy temperaturach roboczych od 60°C do 100°C oraz poniżej temperatury pokojowej.